

Active life

Технологично. Престижно. Для всех.



S 2000

Начальная комплектация.
Развал колес



S 3000

Полная комплектация.
Амортизаторы



S 4000

Эффектный дизайн.
Амортизаторы



S 5000

Жесткая рама.
Баланс

Технические характеристики

Характеристики	S 2000	S 3000	S 4000	S 5000
Цвет рамы	Синий	Черно-золотой	Бело-голубой	Бело-красный
Вес, кг	14,5 - 15,6	15,8 - 16,5	15,4 - 16	12,7 - 13
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Общая ширина, см	55; 58; 59; 61,5; 64; 68,5	55; 57,5; 60,5; 63; 64; 68	55; 58; 60,5; 63; 65,5; 68	55; 58; 59; 61,5; 64; 68,5
Ширина сиденья, см	36; 38; 40; 43; 45; 48	36; 38; 40; 43; 45; 48	36; 38; 40; 43; 45; 48	36; 38; 40; 43; 45; 48
Ширина в сложенном состоянии, см	32	33	34	34 - 40
Общая высота, см	75 - 86	75 - 84	75 - 84	79 - 91
Общая длина, см	78 - 97	83 - 99	83 - 99	78 - 107
Грузоподъемность, кг	130	130	130	130
Задние колеса, см	61	61	61	61
Передние колеса, см	11	11	11	11
Высота спинки, см	34 - 42	34 - 38	34 - 38	34 - 40
Высота сиденья, см	43 - 47	43 - 47	43 - 47	42 - 48
Длина подножек, см	35 - 47	34 - 43	34 - 43	39 - 46

Профессиональные велошины

Schwalbe RightRun - шины от признанного мирового лидера по производству велопокрышек

- Пониженный риск проколов гарантируется технологией K-Guard. Защита обеспечивается плотным слоем резины, усиленной волокнами Kevlar®
- Износостойкий слой Black'n Roll в центре протектора не оставляет следов на полу и обеспечивает достаточную жесткость и долговечность
- Гладкая боковина 2Grip защищает руки от повреждений во время движения
- Немецкая гарантия качества
- Разработаны специально для инвалидных колясок

Функциональные характеристики

Характеристики	S 2000	S 3000	S 4000	S 5000
Управление				
Профессиональные велошины Schwalbe RightRun	Опция	•	•	•
Развал задних колес (-2°)	•			
Передние колеса увеличенной ширины	•	•	•	•
Комфорт				
Амортизаторы задних колес		•	•	
Функциональные боковые щитки	•	•	•	•
Прорезиненные обода на задних колесах	•			
Съемные подлокотники, регулируемые по высоте	•	•	•	
Откидные подлокотники		•		
Противопролежневая подушка	•	•	•	•
Дизайн				
Эффектные цвета рамы	•	•	•	•
Форма щитков, подчеркивающая геометрию колеса	•	•	•	•
Стильные Г-образные подлокотники	•	•	•	•
Складные ручки для сопровождающего лица	•	•	•	•
Настройки				
Ремни натяжения спинки	•	•	•	•
Ремни натяжения сиденья	•	•	•	
Спинка, регулируемая по высоте	•	•	•	•
Сиденье, регулируемое по глубине				•
Моноподножка, регулируемая по высоте	•	•	•	•
Задние колеса, регулируемые по вертикали и горизонтали	•	•	•	•
Передние колеса, регулируемые по вертикали и углу наклона	•	•	•	•
Места для хранения				
Карман под сиденьем	•	•	•	•
Карман на спинке	•	•	•	•
Компактное хранение				
Складная конструкция типа «ножницы»	•	•	•	
Складная конструкция типа «книжка»				•
Быстросъемные задние колеса	•	•	•	•
Фиксатор в сложенном состоянии	•	•	•	
Быстросъемные вилки передних колес	•			
Безопасность				
Съемные защитные чехлы на подножки	•	•	•	•
Ремень для фиксации стоп	•	•	•	
Ремень для голени	•	•	•	•
Ремень безопасности	•	•	•	•
Ручной стояночный тормоз	•	•	•	•
Колесные антипрокидыватели, регулируемые по высоте	•	•	•	
Стоимость	99 000 р.	119 500 р.	119 500 р.	122 900 р.